

Taping-Socks® Vorteile

- Tapen leicht gemacht – das Tape ist in den Strumpf integriert.
- Keine Einschränkung, da wie normale Socken zu Tragen
- Individuelle Korrektur durch verschiedene Ausführungen/Stärken
- Tragezeit ist Therapiezeit
- Biozertifizierte Materialien verhindern Hautirritationen (Latexfrei)
- Taping-Socks® helfen schnell und effektiv

Materialzusammensetzung

90 % Baumwolle, 8 % Polyamid, 2 % Polyurethan

Pflegehinweise



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren Taping-Socks®!

FXF GmbH
Schlachthausstraße 11
92224 Amberg



Hammerzehe Hallux valgus



Bildhintergrund: Iwanara/Shutterstock

www.taping-socks.de

Taping-Socks®

Einsatzgebiete/Funktion

Taping-Socks® kombinieren nebenwirkungsfrei die Vorteile konservativer Therapiemöglichkeiten und des Kinesiotapings. Die eingearbeiteten Tapes wirken den typischen Fehlorientierungen über Zug entgegen. Sie können vorbeugend oder therapierend – sogar post-operativ – bei folgenden Diagnosen eingesetzt werden: Hallux valgus, Senkfüße, Spreizfüße und Hammerzehen.

Die lokale Fehlstellung der Großzehe bzw. auch der zweiten Zehe wird korrigiert und das Großzehengrundgelenk mobilisiert. Damit wird der negative Einfluss des Bodendrucks im Abrollen des Fußes vermindert.

Benutzung

Die beste Wirkung erzielen die Taping-Socks®, wenn Sie sie tagsüber in Schuhen mit genügend Platz im Zehenbereich tragen. Steigern Sie die Tragezeit langsam oder tragen sie die Taping-Socks® zuerst in der Nacht. Die Tragezeit kann später auf den ganzen Tag ausgedehnt werden.

Taping-Socks®

Hallux valgus Modell

Die Hallux valgus Taping-Socks® ist eine japanische Tabisocke mit separater Großzehenbox. Achten Sie beim Anziehen auf die richtige Positionierung der Zehen und einen korrekten Sitz des Zugbandes. Auf beiden Seiten beginnt das Zugband am Endglied und läuft seitlich am Innenballen wie am Außenballen Richtung Ferse. Ist der Socken am Fuß, soll der Großzeh den zweiten Zeh am unbelasteten Fuß nicht mehr berühren.

Taping-Socks®

Hammerzehen Modell

Zusätzlich zu dem beim Hallux valgus Modell beschriebenen Vorgehen, müssen Sie bei der Hammerzehensocke darauf achten, dass sich der zweite Zeh in seiner Zehenbox befindet und diese vollständig ausfüllt. Die Tapes für den zweiten Zeh müssen über dem Grundglied zu liegen kommen.