

Taping-Socks® Vorteile

- Tapen leicht gemacht – das Tape ist in den Strumpf integriert.
- Keine Einschränkung, da wie normale Socken zu tragen
- Individuelle Korrektur durch verschiedene Ausführungen/Stärken
- Tragezeit ist Therapiezeit
- Biozertifizierte Materialien verhindern Hautirritationen (Latexfrei)
- Taping-Socks® helfen schnell und effektiv

Materialzusammensetzung

90 % Baumwolle, 8 % Polyamid, 2 % Polyurethan

Pflegehinweise



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren Taping-Socks®!

FXF GmbH

Schlachthausstraße 11

92224 Amberg



TAPING-SOCKS®

**Sportmodell
Knick-Senkfuß-Socke**



Bildhintergrund: Iwanara/Shutterstock

www.taping-socks.de

Der richtige Sitz der Knick-Senkfuß-Socke

Auf der Außenseite berührt das Tapingband den Außenknöchel leicht mit der oberen Kante (1). Das vordere Tapingband verläuft von der Fußsohle ca. im 45° Winkel zum Ballenbereich am Fußrücken. Die vordere Kante soll hinter den Kleinzehen zum liegen kommen (2).



Außenseite

Auch auf der Innenseite berührt das Tapingband den Innenknöchel leicht mit der oberen Kante (3). Das vordere Tapingband auf der Innenseite soll über den ersten Mittelfußknochen laufen (4). Zwei-Finger-Test: Unterschenkel im 90° Winkel zum Fuß. Legen Sie Ihren Mittel- und Ringfinger in die Fußbeuge (5). Liegt die hintere Kante des Tapingbandes im Anschluss zu Ihrem Ringfinger, ist es richtig positioniert (6).



Innenseite